

Cojín de sistema antiescaras y de tratamiento de úlceras por presión

Esterilizable térmicamente conforme a las normas del IRK*¹

Adecuado para la terapia contra el dolor


Hasta úlceras en estado 4 (EPUAP)

Riesgo alto



*2

- Funda:
- Extraíble
 - Lavable a 60° C



Tamaño en cm	Art. - No.
ancho x profundidad x altura	
38 x 40 x 8	X-SEAT3840
40 x 40 x 8	X-SEAT4040
40 x 42 x 8	X-SEAT4042
41 x 46 x 8	X-SEAT4146
42 x 40 x 8	X-SEAT4240
42 x 42 x 8	X-SEAT4242
42 x 44 x 8	X-SEAT4244
42 x 46 x 8	X-SEAT4246
42 x 52 x 8	X-SEAT4252
45 x 42 x 8	X-SEAT4542

Tamaño en cm	Art. - No.
ancho x profundidad x altura	
45 x 44 x 8	X-SEAT1544
45 x 46 x 8	X-SEAT4546
46 x 51 x 8	X-SEAT4651
48 x 42 x 8	X-SEAT4842
48 x 44 x 8	X-SEAT4844
48 x 46 x 8	X-SEAT4846
50 x 42 x 8	X-SEAT5042
51 x 44 x 8	X-SEAT5144
51 x 46 x 8	X-SEAT5146
52 x 52 x 8	X-SEAT5252



Espuma HR, transpirable de poros abiertos + espuma Visco



Esterilizable en autoclave



Funda impermeable a virus y bacterias



Impermeable y a su vez transpirable



Alivio de presión óptimo



Funda bielástica para reducción de las fuerzas de corte



Marca CE



Libre de mantenimiento



Baja inflamabilidad DIN EN 597 (Parte I + 2) CRIB 5



Peso del paciente: 20 - 120 Kg

*¹ El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

*² La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín!